



CARLO DE GIORGI

L'ECCELLENZA NELLE SCELTE



**PROTEZIONE
OGNI GIORNO**

MASCHERINE FFP2

Parole chiave: protezione e sicurezza

Dal 1950 siamo presenti sul mercato degli operatori dentali e sanitari. Siamo inoltre riconosciuti a livello internazionale come leader nella commercializzazione delle attrezzature dentali. Noi di Carlo De Giorgi dedichiamo ogni giorno un'attenzione particolare ai cambiamenti del mercato e accompagniamo i nostri clienti verso la scelta migliore.

Grazie ad un rapporto di costante fiducia e trasparenza con i nostri collaboratori, garantiamo un supporto continuo nella distribuzione di materiali fondamentali per lavorare in modo più sicuro.



"Siamo sempre guidati dalla passione per la qualità e per le prestazioni ottimali dei nostri prodotti che contribuiscono alla salute di ogni persona e in qualsiasi lavoro."

Management Carlo De Giorgi Srl

la protezione è per tutti

Come risultato di un costante impegno, oggi riusciamo ad essere vicini a diverse attività che, in questo periodo più che mai, richiedono la forte necessità di avere una protezione continua sul lavoro e sicurezza per i propri operatori e per le persone con le quali entrano in contatto.




La nostra ricerca per offrire attrezzature ad alta protezione è continua.

I protocolli di igiene e prevenzione - ancora più stringenti data la situazione attuali di emergenza COVID-19 - prevedono l'utilizzo di **dispositivi protettivi efficaci** che possano garantire la continua sicurezza della salute di tutti. Nell'offrire un supporto ai nostri clienti e qualora vi sia la necessità di attrezzarsene, ci siamo impegnati a trovare prodotti altamente certificati, che contribuiscano alla massima protezione delle persone.

Scopri la proposta per le mascherine di alta protezione FFP2 

Ogni respiro è importante con le mascherine protettive FFP2



Le mascherine FFP2 proposte, oltre ad avere un'ottima capacità filtrante, si distinguono per comfort e versatilità.

- ➔ Prodotte interamente in Europa, garantiscono un ottimo comfort. Costruite in base a standard e misure europee permettono di adattarsi a qualsiasi costituzione, dalla più minuta alla più robusta.
- ➔ Certificate CE 1463 - composte da 5 strati di tessuto non tessuto per una maggior protezione.

Da sapere

FFP1, FFP2, FFP3 (Europe EN 149-2001): sono le sigle utilizzate per indicare mascherine facciali filtranti prodotte in base allo standard europeo EN 149-2001 ed utilizzate come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

La sigla FFP significa "Filtering Face Piece" (maschera filtrante), mentre i numeri 1, 2, e 3 indicano le diverse capacità di tenuta e di filtrazione.



Certificazione da Ente notificato e riconosciuto a livello europeo



Elevata capacità filtrante $\geq 94\%$



Forma a conchiglia



ottima aderenza e comfort

la protezione è per ogni settore

Le nostre mascherine FFP2 sono **senza valvola** e questo permette di proteggere le persone che le indossano e le persone con le quali entrano in contatto.


Le mascherine FFP2 possono essere utilizzate non solo dagli operatori sanitari, dentisti, medici, farmacisti, **ma anche dalle persone che sono esposte a rischio per la loro salute**. Di seguito alcuni settori per i quali riteniamo fondamentale essere attrezzati per non contaminarsi o diffondere il coronavirus.



Medici di famiglia e guardie mediche devono indossare le mascherine FFP2 senza valvola quando non devono tenerle per lungo termine.



Il livello di rischio è altissimo



Forze dell'Ordine
Le Forze dell'Ordine sono costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi e si contaminerebbero l'un l'altro se non utilizzassero questa tipologia di mascherine.



Solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori



Tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco
I lavoratori nei negozi agro-alimentari sono esposti ogni giorno ad un contatto diretto con le persone.



Il livello di rischio è medio-alto ed è consigliato utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola



Uffici aperti al pubblico
Gli addetti al servizio con il pubblico devono assicurare non solo la distanza ma anche la sicurezza delle persone.



Il livello di rischio è medio-alto ed è consigliato utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola



La logistica e i trasporti
I lavoratori nel magazzino oppure i corrieri per la loro mansione in continuo movimento possono avere un rischio di contagio alto.



Il livello di rischio è medio-alto ed è consigliato utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola

la protezione dipende dal modo in cui le mascherine vengono indossate

Per seguire le norme complete suggerite dall'OMS ricordiamo che l'uso delle mascherine FFP2 deve essere accompagnato da una serie di altre rigorose precauzioni di igiene. La mancata osservanza di tutte le istruzioni e delle limitazioni d'uso del prodotto potrebbero ridurre l'efficacia protettiva delle mascherine.



Pulizia preventiva

lavare in maniera accurata, con acqua e sapone o soluzione disinfettante, le mani e il viso prima di indossare la mascherina.



Corretto posizionamento

assicurare una copertura adeguata della bocca e del naso, in modo che la mascherina sia perfettamente aderente alla pelle.



Precauzioni durante l'uso

verificare le condizioni della mascherina evitando che essa si sporchi oppure risulti umida. Per garantire la sua efficacia, non togliersi temporaneamente la mascherina. Nel caso in cui si verificano una delle situazioni sopra descritte, la mascherina va immediatamente sostituita con una nuova.



Rimozione della mascherina

la mascherina va tolta senza toccare la parte anteriore, ma attraverso l'elastico per evitare il contatto con gli agenti patogeni. La mascherina va messa all'interno di un sacchetto chiuso prima di essere gettata nei rifiuti.



Pulizia finale

dopo l'utilizzo far attenzione a non toccarsi occhi, naso e bocca prima di essersi lavati adeguatamente le mani.

Come funzionano le mascherine filtranti FFP2?

Le maschere filtranti riescono a bloccare polveri, fumi e nebbie, liquidi (aerosol) inalabili, ma non vapore e gas. Capaci di filtrare il (\geq) 94% delle molecole in aria, le mascherine sono considerate un'alternativa di protezione migliore rispetto alla mascherina chirurgica.

Qual è la differenza tra le mascherine con o senza valvola?

La funzione della valvola è quella di eliminare l'aria calda e umida all'esterno. Ma, secondo lo standard internazionale per la protezione dai fluidi, solo le maschere senza valvola possono essere utilizzate contro i virus.

Quanto spesso devo cambiare la mascherina FFP2?

Per rispondere alle norme d'igiene e per una maggior sicurezza, si consiglia di cambiarle quotidianamente. Ogni mascherina deve contenere l'indicazione relativa.

NR = Non Riutilizzabile

R = Riutilizzabile

Una protezione sicura e confortevole

Le mascherine FFP2 che proponiamo sono composte da 5 strati di tessuto non tessuto. Prodotte in Europa in base a standard e misure europee, possiedono eccezionali standard di ergonomia, leggerezza e protezione. Sono certificate CE 1463.

Produzione Europea

Le mascherine proposte sono prodotte in Europa, rispettando standard e normative europee.

Certificata CE 1463

Mascherina FFP2 NR per la protezione da virus, agenti patogeni, batteri, polvere, polline e altre particelle solide.

Certificata CE 1463 e PN-EN 149:2001 + A1:2010

Forma a conchiglia

Facile da indossare e da utilizzare.

Prodotte in Europa secondo standard e misure europee, si adattano meglio a qualsiasi costituzione dalla più minuta alla più robusta.

Confortevoli e sicure

Clip naso regolabile per maggior comfort e miglior protezione.

Indosso classico

La mascherina proposta consente l'indosso classico con elastico ergonomico da portare dietro alle orecchie.

Ottima protezione

La mascherina proposta è composta da 5 strati protettivi e filtranti, di tessuto non tessuto.



Specifiche tecniche



Mascherine protettive FFP2 VERDENT VM01

Mascherina FFP2 NR, prodotte in Europa, certificate CE 1463. Composta da 5 strati protettivi.

Le mascherine sono confezionate in box da 5 pezzi.



VERDENT



Colore	Codice	Confezionamento Box	Confezionamento Master Box
Bianco	808/00	5 mascherine / box	240 box / master box
Certificazione Europea Standard PN-EN 149:2001 + A1:2010			1200 mascherine / master box





CARLO DE GIORGI

Carlo De Giorgi Srl - via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)

T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08



800-100793

Per ulteriori informazioni scrivici su: info@degiorgi.it

Visita il nostro sito istituzionale: degiorgi.it

Esplora le offerte sullo store: degiorgistore.com

Seguici sui social:   